

Q300° M Mini / R

z SEDEO LITE



Rev. 02/2022 (Ważny do: 31.12.2023 r.)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA


Errors and imissions excepted.

Dane do faktury / Nr klienta			Adres dostawy		Taki, jak do faktury	
Nr Kl.:			Nr Kl.:			
Nazwa:			Nazwa:			
Ulica:			Ulica:			
Miasto:			Miasto:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tel.:			Tel.:			
Informacje o zamówieniu			Waga użytkownika			
Zamówienie	Kalkulacja	Built-4-Me®	Max. waga użytkownika: 136 kg			
Nr zamówienia:			Waga użyt.:		kg	
Art. No.: Q300 M Mini 2280030M-000 / Q300 R 2280030R-000						
Data zam.: Dzień		Miesiąc	Rok			

Cena od: 18.100 PLN

Wymiary użytkownika

a)	Od siedz. do czubka głowy	mm
b)	Od siedz. do wys. ramion	mm
c)	Od siedziska pod pachę	mm
d)	Od siedziska do łokci	mm
e)	Od siedziska do kolcy biod.	mm
f)	Szerokość ramion	mm
g)	Szerokość tułowia	mm
i)	Szerokość bioder	mm
j)	Głębokość siedziska	mm
m)	Długość stóp	mm
n)	Długość podudzi	mm
o)	Szerokość siedziska	mm



Specyfikacja siedziska

Wszystkie podstawy przystosowane są pod system DAHL		Typ siedziska	SEDEO LITE
Typowa waga wózka	Bez akumulatorów 80 kg	Zakres rozmiaru siedziska	Szerokość 385 - 510 mm, Głębokość 410 - 560 mm
	Z akumulatorami, od 103 kg	Wys. od podłoża do siedz.	415 mm - 490 mm

Specyfikacja podstawy MWD

Max. waga użytk.	136 kg	Koła napędowe	12", 13", 14" koła napędowe (czarne)
Wymiary podstawy	Szerokość minimalna 520 mm	Koła skrętne	7" przednie / 7" tylne (czarne)
Sterowniki	VR2, opcjonalnie R-Net	Ładowarka	8 A Dual Mode
Zasięg	do 31 km	Pojemność akumulatorów	41, 50 lub 56 Ah
Silniki	2-biegunowe 6 / 10 km/h, 4-biegunowe 6 km/h	Akcenty kolorystyczne	14 kolorów obudowy, 7 akcentów kolorystycznych
Prześwit	70 mm	Kolor ramy	Czarny

Specyfikacja podstawy RWD

Max. waga użytk.	136 kg	Koła napędowe	12" lub 14" koła napędowe (czarne)
Wymiary podstawy	Szerokość minimalna 520 mm	Koła skrętne	8" przednie / 9" przednie (czarne)
Sterowniki	VR2, opcjonalnie R-Net	Ładowarka	8 A Dual Mode
Zasięg	Do 32 km	Pojemność akumulatorów	41, 50 lub 56 Ah
Silniki	2-biegunowe 6 / 10 km/h, 4-biegunowe 6/8 km/h	Akcenty kolorystyczne	5 kolorów obudowy, 7 akcentów kolorystycznych
Prześwit	90 mm	Kolor ramy	Czarny
Crash Tested	Tak		

Podstawa napędowa

Podstawa napędowa Q300

PLN

QML000074	Q300 M (Napęd na oś środkową)	18100
QML000165	Q300 R (Napęd na oś tylną) Konfiguracja cenowa 1	18100
QML000166	Q300 R (Napęd na oś tylną) Konfiguracja cenowa 2	18100

Silniki

PLN

Podstawy MWD/RWD

QML180014	2-Biegunowe, 4 km/h, poprzez programowanie tylko Q300 R	-
QML180011	2-Biegunowe, 6 km/h / 4 mph, Standardowe	STD
QML180012	2-Biegunowe, 6 km/h / 4 mph, Wzmocnione	1640
QML180013	2-Biegunowe, 10 km/h / 6.5 mph, Wzmocnione w Q300 M Mini: należy wybrać sterowanie R-Net i Gyro R-Net	1640
QML180015	2-Biegunowe, 10 km/h / 6.5 mph, Wzmocnione -Pakiet zawiera-oświetlenie LED, Lusterko wsteczne i System kontroli trakcji R-Net (Gyro) tylko Q300 M Mini	4765
QML180009	4-Biegunowe, 6 km/h / 4 mph (silniki 8 km/h ze zmniejszoną prędkością)	1860
QML180007	4-Biegunowe, 10 km/h / 6.5 mph tylko Q300 R	1860

Trakcja

PLN

QML110009	System kontroli trakcji R-Net (Gyro Technology)	1640
QML110014	Bez systemu kontroli trakcji dla R-Net	0

Koła napędowe

QML070084	Koła napędowe, 12", Pełne, Knobbly, Czarne	155
QML070065	Koła napędowe, 13", Pompowane, Knobbly, Czarne tylko Q300 M Mini	STD
QML070069	Koła napędowe, 13", Pełne, Knobbly, Czarne tylko Q300 M Mini	220
QML070034	Koła napędowe, 14", Pompowane, Knobbly, Czarne	155
QML070033	Koła napędowe, 14", Pełne, Knobbly, Czarne	270

Koła samonastawne Q300 M Mini

QML080213	Koła samonastawne, 7", Pełne, Czarne tylko Q300 M Mini	-
-----------	---	---

Koła samonastawne Q300 R

QML080059	Koła samonastawne, 8", Pełne, Czarne	STD
QML080210	Koła samonastawne, 9", Pełne, Czarne Niedostępne z podn. mocowanym centralnie (QML050086) lub el. podn. mocowanym centralnie (QML050076)	STD
QML080211	Koła samonastawne, 9", Pompowane, Czarne Niedostępne z podn. mocowanym centralnie (QML050086) lub el. podn. mocowanym centralnie (QML050076)	0

Kolory podstawy jezdnej Q300 M Mini

QML100576	Czerwony	210
QML100578	Niebieski	210
QML100579	Biały	210
QML100577	Czarny	-

Kolory podstawy jezdnej Q300 R

QML100577	Czarny (RAL 9005) Czarne naturalne wykończenie nie malowane	-
QML100576	Czerowny (RAL 040 40 67)	1150
QML100578	Niebieski (RAL 260 40 45)	1150
QML100585	Żółty (RAL 1016)	1150
QML100586	Fioletowy (RAL 4005)	1150

Indywidualne kolory podstawy jezdnej Q300 M Mini tylko dla UK, poza UK tylko jako Built 4 Me		PLN
QML140008	Szary Rozbłysk	1100
QML140009	Czerwony Rozbłysk	1100
QML140010	Niebieski Rozbłysk	1100
QML140011	Czysty Biały Rozbłysk	1100
QML140012	Płomień Asteroid Szary	1100
QML140013	Płomień Gorący Czerwony	1100
QML140014	Płomień Ostry Niebieski	1100
QML140015	Płomień Czysty Biały	1100
QML140016	Kwiecisty Biały	1100
QML140017	Karbonowy	1100

Akcenty kolorystyczne		PLN
QML140005	Zielone jabłko (RAL 110 70 77)	0
QML140004	Czarny (RAL 9005)	0
QML140006	Pomarańczowy (RAL 060 60 80)	0
QML140007	Srebrny (RAL 9006)	0
QML140002	Czerwony (RAL 040 40 67)	0
QML140003	Niebieski (RAL 260 40 45)	0
QML140001	Biały (RAL 9010)	0

Element do pokonywania krawężników Q300 R		PLN
QML090038	Element do pokonywania krawężników	800

Oświetlenie i kierunkowskazy LED 		
QML110202	Światła mocowane do błotników wymagany moduł oświetlenia VR2/R-NET, Brak homologacji drogowej i bez kierunkowskazów	650
QML110201	Oświetlenie i kierunkowskazy LED wymagany moduł oświetlenia VR2/R-NET	1300
QML110209	Bez oświetlenia i kierunkowskazów	–

Wysokość siedziska mierzona od przedniej części siedziska do podłogi przy zerowym przechyleniu. Uzyskaj wycenę, aby zweryfikować wysokość siedzenia do podłogi	PLN
--	-----

Wysokość siedziska Q300 M Mini					
	QML130011	QML130004	QML130012	QML130007	QML130009
	Stałe przechylenie	Przechylenie tylne 0 - 30°	Przechylenie tylne -5 - 25°	Przechylenie tylne 0 - 50°	Winda / Przechylenie 0 - 30°
SH41	*				
SH43	*	*		*	*
SH45	*	*		*	*
SH47	*	*	*	*	*
SH49	*	*		*	*

Wysokość siedziska Q300 R				
	QML130011	QML130004	QML130012	QML130009
	Stałe przechylenie	Przechylenie tylne 0 - 30°	Przechylenie tylne -5 - 25°	Winda / Przechylenie 0 - 30°
SH43	*			*
SH45	*	*		*
SH47		*		*
SH49			*	*

Akumulatory i ładowarki PLN

Akumulatory		
QML160006	Akumulatory, 41 Ah, Żelowe, bezobsługowe Tylko Q300 M, niedostępne z ładowarką 10A	STD
QML160016	Akumulatory 50 Ah, Żelowe, bezobsługowe	–
QML160013	Akumulatory, 55Ah/56 Ah, Żelowe, bezobsługowe	495
QML160030	Akumulatory, 63Ah/64 Ah, Żelowe, bezobsługowe Tylko Q300 R, niedostępne z ISM	700
QML160009	Bez akumulatorów	0
Ładowarki		
QML160101	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A	STD
QML160100	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 8 A, UK	-
QML160102	Ładowarka, Klasyczna, 220 V / 8 A, IP54	1355
QML160103	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A, UK	1520
QML160104	Ładowarka, Automatyczna, 220 V / 10 A	1520
QML160109	Bez ładowarki	0

Opcje elektryczne siedziska Wymagane sterowanie siłownikiem VR-2 lub R-Net PLN

QML130011	Stałe przechylenie siedziska (regulacja 0°, 3°, 6°, 9°, ustawione fabrycznie 6°)	STD
QML130004	Przechylenie siedziska, elektryczne, 0° - 30°	2500
QML130012	Przechylenie siedziska, elektryczne, -5° - 25° Dostępne tylko dla wysokości siedziska SH47	2500
QML130007	Przechylenie siedziska, elektryczne, 0° - 50°	2900
QML130009	Winda (300mm), przechylenie siedziska, elektryczne 0° - 30°	7200

C-Me Tylko z QML1300009 Winda (300 mm) / Elektryczne przechylenie siedziska (Przechylenie 0° - 30°) PLN

QML110034	Funkcja C-Me, Aktywna Maks. prędkość 4.8 km/h z podniesioną windą (Kąt przechylenia <9°)	0
QML110035	Funkcja C-Me, Nieaktywna Maks. prędkość 1.5 km/h z podniesioną windą	0

Typ ramy oparcia PLN

QML030147	Oparcie, regulacja kąta za pomocą narzędzi, 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	–
QML030148	Oparcie, manualna regulacja kąta, obsługiwane tylko przez użytkownika, 85° - 120°	2050
QML030149	Oparcie, elektryczna regulacja kąta, 85° - 120°	2550

Opcje oparcia PLN

QML030156	Oparcie, stałe	–
QML030098	Oparcie, składane, Quick Release	385

Rozmiar ramy oparcia Rozmiar ramy oparcia nie jest wymagany w przypadku wyboru oparcia SEDEO PRO lub interfejsu SEDEO PRO PLN

QML030154	Rama oparcia, z regulacją szerokości, 385 - 485 mm	–
QML030155	Rama oparcia, z regulacją szerokości, 460 - 510 mm	–

Siedzisko elektryczne

Typy poduszek oparcia PLN

Standardowa tapicerka materiałowa (Patrz sekcja A)		
QML030150	Standardowa tapicerka materiałowa oparcia z możliwością regulacji napięcia za pomocą pasów	–
SEDEO LITE (Patrz sekcja B)		
QML030151	SEDEO LITE, Poduszka oparcia	–

SEDEO PRO (Patrz sekcja C)

QML030104	SEDEO PRO, Flexible Backrest, Back Cushion For armrests QML040039, QML040123 and QML040022 only available with BW equivalent to SW or Smaller, for armrests QML040021 and QML040019 available with BW upto 80 mm wider than SW and Not available with Flip back armrests (QML040039) or Flip back reclining armrests (QML040123) at SW38- SW44	–
-----------	---	---

JAY J3 (Patrz sekcja D)

QML030054	JAY J3, Poduszka oparcia	–
-----------	--------------------------	---

JAY Shape (Patrz sekcja E)

QML030152	JAY Shape, Poduszka oparcia	–
-----------	-----------------------------	---

Bez poduszki oparcia

QML030209	Bez poduszki oparcia	–
-----------	----------------------	---

A – Wymiary oparcia materiałowego (Szerokość oparcia musi odpowiadać szerokości siedziska)

PLN

Szerokość oparcia

BW385	385 mm	–
BW41	410 mm	–
BW435	435 mm	–
BW46	460 mm	–
BW485	485 mm	–
BW51	510 mm	–

Wysokość oparcia

BH46	460 mm	–
BH485	485 mm	–
BH51	510 mm	–

A – SEDEO, Peloty piersiowe

PLN

QML030607	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Prawa	1670
QML030608	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Lewa	1670

B – Wymiary oparcia SEDEO LITE (Szerokość oparcia musi odpowiadać szerokości siedziska)

PLN

Szerokość poduszki oparcia

BW385	385 mm	–
BW41	410 mm	–
BW435	435 mm	–
BW46	460 mm	–
BW485	485 mm	–
BW51	510 mm	–

B – SEDEO LITE, Poduszki oparcia

PLN

QML030130	SEDEO LITE, Poduszka oparcia, Profilowana, Wysokość 500 mm, Pokrowiec komfortowy	1170
QML030131	SEDEO LITE, Pod. oparcia, Profilowana, Z regulacją za pomocą pasów, Wys. 570 mm, Pokrowiec komfortowy	1575
QML030133	SEDEO LITE, Pod. oparcia, Głęboki kontur Aktywny, Z regulacją za pomocą pasów, Wys. 570 mm, Pokrowiec komfortowy	1655

B – SEDEO, Peloty piersiowe

PLN

QML030607	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Prawa	1670
QML030608	SEDEO, Pelota piersiowa, Odchylana, Regulacja wysokości, Długa poduszka, 150 x 130 mm, Lewa	1670

C – SEDEO PRO, Wymiary oparcia

PLN

Szerokość poduszki oparcia

BW38	380 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 380 mm	–
BW42	420 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 380 - 420 mm	–
BW46	460 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 420 - 460 mm	–
BW50	500 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 460 - 500 mm	–
BW54	540 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 500 - 540 mm	–

BW56	560 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 520 - 560 mm	-
Wysokość poduszki oparcia		
BH44	440 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 440 - 500 mm	-
BH50	500 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 500 - 560 mm	-
BH56	560 mm, Dla efektywnej szerokości oparcia 560 - 620 mm	-

C – SEDEO PRO, Poduszki oparcia**PLN**

QML030116	SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Elastyczna, Głęboki kontur, Aktywny, Z regulacją za pomocą pasów Niedostępne z podł. odchylanymi (QML040039) oraz podł. mocowanymi do ramy oparcia, odchylanymi (QML040123)	1100
QML030117	SEDEO PRO, Poduszka oparcia, Elastyczna, Extra Głęboki kontur, Aktywny, Z regulacją za pomocą pasów Niedostępne z podł. odchylanymi (QML040039) oraz podł. mocowanymi do ramy oparcia, odchylanymi (QML040123)	1150

C – SEDEO PRO, Pokrowce poduszki oparcia**PLN**

QML030108	Pokrowiec poduszki oparcia, komfortowy	470
-----------	--	-----

D – JAY J3 Wymiary oparcia (Szerokość oparcia musi odpowiadać szerokości siedziska)**PLN**

JAY030111	Oparcie JAY J3, Rozmiar 410 mm Tylko dla szerokości siedziska 410 i 435 mm	-
JAY030112	Oparcie JAY J3, Rozmiar 460 mm Tylko dla szerokości siedziska 460 i 485 mm	-
JAY030113	Oparcie JAY J3, Rozmiar 510 mm	-

D – Oparcia JAY J3, Środkowy głęboki kontur **PLN**

JAY030042	Oparcie JAY J3, Środkowy głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3325
-----------	---	------

D – Oparcia JAY J3, Głęboki kontur **PLN**

JAY030021	Oparcie JAY J3, Głęboki kontur, Górny odcinek piersiowy, Średnie, 460 mm	3325
-----------	--	------

D – Oparcia JAY J3, Elementy do wyrównania kręgosłupa **PLN****Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II**

JAY090032	JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II, 410 mm	689
JAY090033	JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II, 460 mm	689
JAY090034	JAY J3 Zestaw do wyrównania kręgosłupa Mini II, 510 mm	689

Zestawy do pozycjonowania

JAY090035	JAY J3 Zestaw do pozycjonowania do oparc JAY J3	1155
JAY090036	JAY J3 Zestaw akcesoriów do oparc	3510

E – JAY Shape Wymiary oparcia (Szerokość oparcia musi odpowiadać szerokości siedziska)**PLN****JAY Shape Szerokość oparcia**

BW385	385 mm	-
BW41	410 mm	-
BW435	435 mm	-
BW46	460 mm	-
BW485	485 mm	-

JAY Shape Wysokość oparcia

BH47	470 mm	-
BH495	495 mm	-
BH52	520 mm	-
BH56	560 mm Niedostępne z oparciem manualnie odchylanym QML030148, obsługiwanym przez osobę towarzyszącą, 85° - 120° lub oparciem z elektrycznym odchyleniem QML030149, 85° - 120°	-
BH585	585 mm Niedostępne z oparciem manualnie odchylanym QML030148, obsługiwanym przez osobę towarzyszącą, 85° - 120° lub oparciem z elektrycznym odchyleniem QML030149, 85° - 120°	-
BH61	610 mm Niedostępne z oparciem manualnie odchylanym QML030148, obsługiwanym przez osobę towarzyszącą, 85° - 120° lub oparciem z elektrycznym odchyleniem QML030149, 85° - 120°	-

E – JAY Shape, Oparcie		PLN
JAY080001	Oparcie JAY Shape	700
JAY080006	Oparcie JAY Shape, Oversized Dostarczane o 1 cal większe niż szerokość siedziska, aby umożliwić większe zanurzenie, niedostępne z siedziskiem o szerokości 485 / 510 mm	700

E – JAY Shape, Peloty piersiowe		PLN
JAY080010	Peloty boczne JAY SHAPE (Para) - 150 x 150 mm (Para)	579

Poduszki zagłówka 		PLN
QML030430	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, (LxH) 240 x 150 mm Dostępna tylko z uchwytami zagłówka SEDEO	275
QML030431	SEDEO, Poduszka zagłówka, Mała, Z pokrowcem, (LxH) 240 x 150 mm Dostępna tylko z uchwytami zagłówka SEDEO	389
QML030432	SEDEO, Poduszka zagłówka, Elastyczna, (LxH) 400 x 110 mm Dostępna tylko z uchwytami zagłówka SEDEO	500
WHT030402	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Plush, (LxH) 254 x 127 mm Dostępna tylko z uchwytami zagłówka Whitmyer	1200
WHT030404	Whitmyer, Poduszka zagłówka, Adjust-A-Plush, Mała, (LxH) 355 x 76 mm Dostępna tylko z uchwytami zagłówka Whitmyer	1750

Uchwyty zagłówka 		PLN
QML030433	SEDEO, Uchwyt zagłówka	165
QML030434	SEDEO, Uchwyt zagłówka, Quick Release	270
WHT030408	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, LINX ²	650
WHT030409	Whitmyer, Uchwyt zagłówka, AXYS	540

Element montażu zagłówka		PLN
QML030120	Element montażu zagłówka, mocowanie do ramy oparcia	55
QML030119	Element montażu zagłówka, mocowanie do poduszki oparcia	55

Szyny siedziska		PLN
QML020123	Szyny siedziska, krótkie, dla głębokości siedziska 410 - 485 mm	-
QML020124	Szyny siedziska, długie, dla głębokości siedziska 510 - 560 mm	1100

Rodzaje standardowej poduszki siedziska 		PLN
Standardowa (Patrz sekcja F)		
QML020098	Poduszka standardowa, wysokość 50 mm	-
SEDEO (Patrz sekcja G)		
QML020027	SEDEO, Poduszka siedziska	-
JAY (Patrz sekcja H)		
QML020515	JAY, Poduszka siedziska	-
Bez poduszki siedziska (Należy wskazać szerokość i głębokość w sekcji F)		
QML020110	Bez poduszki siedziska	-

F – Wymiary poduszki standardowej		PLN
Szerokość poduszki		
SW385	385 mm, Z poduszką w rozmiarze 410 mm	-
SW41	410 mm, Z poduszką w rozmiarze 410 mm	-
SW435	435 mm, Z poduszką w rozmiarze 410 mm	-
SW46	460 mm, Z poduszką w rozmiarze 485 mm	-
SW485	485 mm, Z poduszką w rozmiarze 485 mm	-
SW51	510 mm, Z poduszką w rozmiarze 485 mm	-

Głębokość poduszki		
SD41	410 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
SD435	435 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
SD46	460 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
SD485	485 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
SD51	510 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
SD535	535 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm Niedostępna dla Q300 R	–
SD56	560 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm Niedostępna dla Q300 R	–

G – SEDEO, Wymiary poduszki siedziska PLN

Szerokość poduszki		
SW38	380 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 385 mm	–
SW40	400 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 410 mm Niedostępne z QML020076 i QML020078	–
SW44	440 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 435 mm Niedostępne z QML020076 i QML020078	–
SW46	460 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 460 mm	–
SW48	480 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 485 mm Niedostępne z QML020076 i QML020078	–
SW50	500 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 510 mm	–

Głębokość poduszki		
SD41	410 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
SD435	435 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
SD46	460 mm, Z poduszką w rozmiarze 500 mm	–
SD485	485 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm	–
SD51	510 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm	–
SD535	535 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm Niedostępne z B - SEDEO LITE, Poduszka oparcia QML030130-QML030133 - niedostępne dla Q300 R	–
SD56	560 mm, Z poduszką w rozmiarze 560 mm Niedostępne z B - SEDEO LITE, Poduszka oparcia QML030130-QML030133 - niedostępne dla Q300 R	–

G – SEDEO, Poduszki siedziska PLN

QML020073	SEDEO, Poduszka siedziska, Profilowana, Wysokość 70 mm	575
QML020076	SEDEO, Poduszka siedziska, Support, Wysokość 90 mm	810

G – SEDEO Seat Cushion Cover PLN

QML020518	Pokrowiec poduszki siedziska, przeciw inkontynencji	STD
QML020080	Pokrowiec poduszki siedziska, komfortowy	470

G – SEDEO, Płyty siedziska PLN

QML020082	SEDEO, Płyta siedziska, Płaska, z regulacją głębokości, mocowanie do poduszki z tyłu	STD
-----------	--	-----

H – JAY, Wymiary poduszki PLN

Szerokość poduszki		
SW38	380 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 385 mm	–
SW40	400 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 410 mm	–
SW42	420 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 410 mm	–
SW44	440 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 435 mm	–
SW46	460 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 460 mm	–
SW48	480 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 485 mm	–
SW50	500 mm, Dla efektywnej szerokości siedziska 510 mm	–

Głębokość poduszki		
SD41	410 mm	–
SD435	435 mm	–
SD46	460 mm	–
SD485	485 mm	–
SD51	510 mm	–
SD535	535 mm	–
	Not With B - SEDEO LITE Back cushions QML030130-QML030133 - Not Available With Q300 R	–
SD56	560 mm	–
	Not With B - SEDEO LITE Back cushions QML030130-QML030133 - Not Available With Q300 R	–
H – Poduszki JAY 		PLN
JAY020006	JAY Easy Visco, płaska podstawa	1010
JAY020011	JAY Balance, Fluid, Pokrowiec Microclimatic, do SW 500 mm	3800
JAY020015	JAY Balance, Fluid, Pokrowiec Microclimatic, z zestawem do pozycjonowania, do SW 500 mm	4019
Peloty udowe Niedostępne: z wysokość siedziska 415 mm, Stolik, Sterowniki specjalne		PLN
QML020113	Pelota udowa, boczna, Mała, 120 x 120 mm, Zdejmowalna, Prawa	999
QML020114	Pelota udowa, boczna, Mała, 120 x 120 mm, Zdejmowalna, Lewa	999
QML020121	Pelota udowa, boczna, Duża, 180 x 120 mm, Zdejmowalna, Prawa	999
QML020122	Pelota udowa, boczna, Duża, 180 x 120 mm, Zdejmowalna, Lewa	999
Peloty kolanowe		PLN
QML020342	Pelota kolanowa, boczna, Mała, 120 x 120 mm, Odchylana, Prawa	999
QML020341	Pelota kolanowa, boczna, Mała, 120 x 120 mm, Odchylana, Lewa	999
Rodzaje podłokietników 		PLN
QML040039	Podłokietniki, odchylane Niedostępne z SEDEO PRO Oparcie, Elastyczne (QML030104) przy SW38- SW46	–
QML040123	Podłokietniki, montowane do ramy oparcia, odchylane do tyłu Niedostępne z SEDEO PRO Oparcie, Elastyczne (QML030104) przy SW38- SW46	365
QML040022	Podłokietniki, Jednosłupkowe, SEDEO LITE Zawiera QML40040/41 Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa 380 mm, Prawa/Lewa, Zintegrowana osłona boczna w zestawie, Niedostępne ze Stolik, Niedostępne ze Sterowniki specjalne	0
QML040021	Podłokietniki, Jednosłupkowe, Zdejmowalne Zintegrowana osłona boczna w zestawie, Niedostępne z QML40040/41 oduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 380 mm Prawa/Lewa; Niedostępne z wysokość siedziska 410 mm (SH41), Dostępne tylko z opcją QML110056	830
QML040019	Podłokietniki, Jednosłupkowe, Odchylane do tyłu Zintegrowana osłona boczna w zestawie, Niedostępne z QML40040/41 oduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 380 mm Prawa/Lewa; Niedostępne z wysokość siedziska 410 mm (SH41), Dostępne tylko z opcją QML110056	495
Arm Pads 		PLN
QML040040	Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 380 mm, Prawa	STD
QML040041	Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 380 mm, Lewa	STD
QML040025	Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 400 mm, Prawa Dostępne tylko z opcją QML040039 i QML040123	0
QML040026	Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa, 400 mm, Lewa Dostępne tylko z opcją QML040039 i QML040123	0
Komfortowe poduszki podłokietników		
QML040204	Poduszka podłokietnika, Komfortowa, miękka, pokryta PU, 400 mm, Prawa	420
QML040203	Poduszka podłokietnika, Komfortowa, miękka, pokryta PU, 400 mm, Lewa	420
Poduszki podłokietników dla hemiplegików		
QML040031	Poduszka podłokietnika, dla hemiplegików, Zintegrowana piankowa, Prawa Niedostępne z B - SEDEO LITE, Poduszki oparcia QML030130-QML030133	320
QML040032	Poduszka podłokietnika, dla hemiplegików, Zintegrowana piankowa, Lewa Niedostępne z B - SEDEO LITE, Poduszki oparcia QML030130-QML030133	320

Osłony boczne		PLN
QML040033	Osłony boczne Zawiera QML40040/41 Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa 380 mm, Prawa/Lewa i Zintegrowana osłona boczna w zestawie	115
QML040034	Osłony boczne, Zintegrowane piankowe Zintegrowana osłona boczna w zestawie, Niedostępne z B - SEDEO LITE, Poduszki oparcia QML030130-QML030133	165
QML040035	Osłony boczne, w kształcie klina, wyściełane Zawiera QML40040/41 Poduszka podłokietnika, zintegrowana piankowa 380 mm, Prawa/Lewa, Niedostępne ze Stolik, Niedostępne ze Sterowniki specjalne	540

Centralnie montowany podnóżek W Q300R, tylko w połączeniu z 8-calowymi kółkami 		PLN
QML050086	Centralnie montowany podnóżek, regulowany za pomocą narzędzi, podnoszona platforma z regulacją kąta Zalecany w połączeniu z Winą lub Przechyłanem siedziskiem, wybierz QPL050087 Centralnie montowane podparcie podudzi, zintegrowane piankowe lub QPL050092 Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para	0
Opcje podparcia podudzi		
QML050087	Centralnie montowane podparcie podudzi, zintegrowane piankowe	169
QML050092	Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para	210

Elektryczny centralnie montowany podnóżek W Q300R, tylko w połączeniu z 8-calowymi kółkami		PLN
QML050076	Elektryczny centralnie montowany podnóżek 90° - 180°	2590
Płyty podnóżka		
QML050072	Platforma podnóżka, podwójna, z regulacją kąta i wysokości, 260 x 150 mm	540
Opcje podparcia podudzi		
QML050092	Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, para	210

SEDEO LITE, Odchylane podnóżki		PLN
QML050100	SEDEO LITE, podnóżki odchylane, 70°	STD
QML050105	SEDEO LITE, podnóżki odchylane, manualna regulacja kąta	1470
QML050000	Bez podnóżków	0

UNI, Odchylane podnóżki		PLN
QML050115	Podnóżki odchylane, Uni 80°	265

SEDEO PRO, Odchylane podnóżki 		PLN
QML050015	SEDEO PRO, podnóżki odchylane, 70°	0
QML050016	SEDEO PRO, podnóżki odchylane, manualna regulacja kąta	1750
QML050017	SEDEO PRO, podnóżki odchylane, elektryczna regulacja kąta	3199
Płyty podnóżka		
QML050088	Płyty podnóżka, Do szerokości siedziska 385 - 400 mm	0
QML050089	Płyty podnóżka, Do szerokości siedziska 420 - 460 mm	0
QML050090	Płyty podnóżka, Do szerokości siedziska 480 - 520 mm	0
QML050081	Płyty podnóżka, połączone Dostępne tylko z SEDEO PRO, Podnóżki odchylane, 70st	169
Złącza (mocowania) podnóżków		
QML050170	SEDEO PRO, Złącza (mocowania) podnóżków, mocowane wysoko, Dla poduszki siedziska 70 mm i wyższej	–
QML050171	SEDEO PRO, Złącza (mocowania) podnóżków, mocowane nisko, Dla poduszki siedziska 50 mm i niższej	–
Opcje podparcia podudzi 		
QML050082	Podparcie podudzi, zintegrowane piankowe, z regulacją głębokości, para	385
QML050083	Podparcie podudzi, wyściełane, z regulacją głębokości, para	320
QML050084	Paski zabezpieczające pięty	59
QML050085	Pasek zabezpieczający podudzia Dostępne tylko z QML050015 SEDEO PRO, Podnóżki odchylane, 70st	–
QML050200	Poduszki kolanowe, zintegrowane piankowe	495

Podpórki pod kikut dla amputantów		
QML050142	Podpórka pod kikut, Zintegrowana piankowa, Prawa	930
QML050143	Podpórka pod kikut, Zintegrowana piankowa, Lewa	930

Positioning Supports & Accessories PLN

QML090128	Pas biodrowy, klamra samochodowa, krótki, 50 mm x 1700 mm	STD
QML090123	Uchwyty montażowe do pasa biodrowego, mocowane do szyny siedziska	260
JAY090100	JAY, Standardowy pas biodrowy, 2-punktowy, z klamrą na boku, z podkładką 190 x 40 mm	305
JAY090101	JAY, Standardowy pas biodrowy, 2-punktowy, z klamrą na boku, z podkładką 240 x 40 mm	305
JAY090077	JAY, 4-punktowy pas biodrowy, z klamrą z przyciskiem, z podkładką 140 x 40 mm	555
JAY090102	JAY, Pas miednicowy, w kształcie litery V, z klamrą na boku, z średnią podkładką	250
QML090110	Lusterko wsteczne, prawe Niedostępne w połączeniu ze Stolik QML090040 montowanym po tej samej stronie	169
QML090118	Lusterko wsteczne, lewe Niedostępne w połączeniu ze Stolik QML090040 montowanym po tej samej stronie	169
QML090009	Uchwyt na kule Niedostępne z QML030148 Oparcie odchylane manualnie, obsługiwane przez osobę towarzyszącą, 85° - 120° i QML030149 Oparcie odchylane elektrycznie, 85° - 120°	169
QML030605	Klin odwodzący Niedostępny z Elektrycznym centralnie montowanym podnóżkiem	389
QML160014	Bateria pomocnicza 24V Tylko z QML160006 Akumulatory, 41 Ah, bezobsługowe, Niedostępna dla Q300 R	305
QML160015	Bez baterii pomocniczej 24V	STD

Stoliki (montaż po stronie przeciwnej w stosunku do joysticka)

QML090124	Stolik, odchylany	1560
QML090040	Stolik, z regulacją szerokości, odchylany	620

Joysticki – VR2 PLN

QML110036	Joystick, VR2	–
QML110037	Joystick, VR2, sterowanie z 2 siłownikami	210
QML110040	Remote Joystick, VR2, sterowanie z 2 siłownikami i oświetleniem	275

Mocowanie joysticka PLN

QML110050	Mocowanie Joysticka, stałe	–
QML110082	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane	0
QML110056	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated Niedostępne z Podłokietniki jednosłupkowe Sedeo Lite QML040022	389

Miejsce mocowania joysticka PLN

QML110052	Mocowanie joysticka, Prawa	–
QML110053	Mocowanie joysticka, Lewa	–

Gałki joysticka (opcjonalnie) PLN

QML090505	Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm	145
QML090506	Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm	389
QML090507	Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm	320
QML090508	Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm	210
QML090045	Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm	169
QML090509	Gałka joysticka, Wgłębienie na podbródek, Ø 37 mm	169
QML090512	Gałka joysticka, Drążek, 80 x 15 mm	320
QML090511	Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm	320

Programatory – VR2 PLN

QML090065	Mobilny programator VR2, Dongle	1420
QML090176	Programator bezprzewodowy - WI-FI Dongle	B4M

Moduły zasilania – VR2 PLN

QML110001	Moduł zasilania, VR2, 70 A Zalecany do wzmacnianych/ 4-biegunowych silników	STD
QML110002	Moduł zasilania, VR2, 90 A Niedostępny dla 4/6 km/h silniki standardowe	1030

Moduł oświetlenia – VR2 PLN

QML110030	Moduł oświetlenia, VR2 Wymagany jeśli wybrano Oświetlenie i kieukowskazy LED	320
-----------	---	-----

Sterowanie dla osoby towarzyszącej PLN

QML110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne	1900
QML110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej Należy wybrać również joystick	495

Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej

QML110025	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie prawej	–
QML110026	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie lewej	–

Joysticki – R-Net PLN

QML110015	Joystick, R-Net, diody LED, sterowanie siłownikami	1150
QML110016	Joystick, R-Net, LED, sterowanie siłownikami i oświetleniem	1300
QML110017	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD	1530
QML110018	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz LCD, Wzmocniony Niedostępny z Gałkami joysticka QML090505-QML090511	6280
QML110013	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR	2590
QML110023	Joystick, R-Net, kolorowy wyświetlacz HD (wysoka rozdzielczość) LCD, kontroler IR i Bluetooth	3290
QML110019	Bez Joysticka, R-Net	0

Mocowanie joysticka PLN

QML110050	Mocowanie Joysticka, stałe	STD
QML110082	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane	0
QML110056	Mocowanie joysticka, równoległe, odchylane, Capsulated Niedostępne z Podłokietniki jednosłupkowe Sedeo Lite QML040022	389

Miejsce mocowania joysticka PLN

QML110052	Mocowanie joysticka, strona prawa	–
QML110053	Mocowanie joysticka, strona lewa	–

Wybór wyświetlanego języka PLN

QML119000	Niemiecki	QML119004	Portugalski	QML119009	Szewdzki	QML119013	Słowacki
QML119001	Angielski	QML119005	Włoski	QML119010	Grecki	QML119014	Polski
QML119002	Francuski	QML119006	Holenderski	QML119011	Fiński	QML119015	Duński
QML119003	Hiszpański	QML119008	Norweski	QML119012	Czeski		

Gałki joysticka (opcjonalnie) PLN

QML090505	Gałka joysticka, Piłka golfowa, Ø 42 mm	145
QML090506	Gałka joysticka, W kształcie litery T, szerokość 82 mm	389
QML090507	Gałka joysticka, Miękka piłka, Ø 70 mm	320
QML090508	Gałka joysticka, Piłka, Ø 35 mm	210
QML090045	Gałka joysticka, Allround, Piłka Ø 48 mm	169
QML090509	Gałka joysticka, Wgłębienie na podbródek, Ø 37 mm	169

QML090512	Gałka joysticka, Drążek, 80 x 15 mm	320
QML090511	Gałka joysticka, Grzybek, Ø 45 mm	320

Programatory – R-Net PLN

QML090066	Programator PC, Dongle, R-Net	1310
QML090176	Programator bezprzewodowy - WI-FI Dongle	B4M

Moduły zasilania – R-Net PLN

QML110003	Moduł zasilania, R-Net, 90 A	1450
QML110004	Moduł zasilania, R-Net, 120 A Tylko dla Q300 M	2300

Moduł oświetlenia / siedziska – R-Net

QML110032	Moduł oświetlenia i siedziska, R-Net, ISM-6L	395
QML110157	Moduł oświetlenia, R-Net, ISM-L	365

Sterowanie dla osoby towarzyszącej PLN

QML110021	Sterowanie dla osoby towarzyszącej, podwójne	1900
QML110020	Joystick zamontowany jako sterowanie dla osoby towarzyszącej Należy wybrać również joystick	495

Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej

QML110025	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie prawej	–
QML110026	Miejsce mocowania joysticka dla osoby towarzyszącej, po stronie lewej	–

Sterowanie mocowane do stolika PLN

QML110143	Joystick montowany na stoliku, kolorowy wyświetlacz LCD, centralnie	6990
-----------	---	------

Miejsce mocowania stolika

QML110080	Miejsce mocowania stolika, po lewej	–
QML110081	Miejsce mocowania stolika, po prawej	–

Joysticki / elektronika

Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 Niedostępne z Q300 R z elektrycznym odchyleniem siedziska PLN

QML110043	Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 z możliwością programowania	2300
-----------	--	------

Miejsce mocowania skrzynki kontrolnej #1 Ctrl+5

QML110180	Mocowanie skrzynki kontrolnej #1 Ctrl+5, za Joystickiem	–
QML110181	Mocowanie skrzynki kontrolnej #1 Ctrl+5, po drugiej stronie Joysticka	–

Typy skrzynki kontrolnej #1 Ctrl+5

QML110175	Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 z przyciskami	–
QML110176	Skrzynka kontrolna #1 Ctrl+5 z przełącznikami	–

Sterowniki specjalne

Moduł wejściowy OMNI2 – R-Net Wybierz mocowanie OMNI2, sterownik specjalny i przyciski w sekcji H PLN

QML110116	Moduł wejściowy OMNI2, R-Net, Bluetooth, Podczerwień Należy wybrać sterownik specjalny	3195
QML110117	Moduł wejściowy OMNI2, R-Net, Scanning Mode, Bluetooth, Podczerwień Należy wybrać sterownik specjalny	3195
QML110118	Moduł wejściowy OMNI2, R-Net, Scanning Mode, System kontroli trakcji (GYRO Technology), Bluetooth, Podczerwień Należy wybrać sterownik specjalny	4300
QML110008	Usługa programowania - nie podlega rabatowaniu	550

Mocowanie modułu OMNI2 PLN

QML110119	Mocowanie modułu OMNI2, stałe, po prawej	–
QML110120	Mocowanie modułu OMNI2, stałe, po lewej	–

QML110123	Mocowanie modułu OMNI2, odchylane, po prawej	1420
QML110124	Mocowanie modułu OMNI2, odchylane, po lewej	1420

Sterowanie za pomocą dłoni Wybierz OMNI2, mocowanie, sterownik specjalny w sekcji poniżej oraz przyciski w sekcji H PLN

Sterowniki proporcjonalne

QML110301	Sterownik dłoni, Switch-It MicroGuide	8710
QML110302	Sterownik dłoni, Switch-It MicroPilot	8270
QML110304	Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide	5400
QML110305	Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide EZ Niedostępne z QML090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QML090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QML090506 Gałka Joysticka, w kształcie litery T, szerokość 82 mm	5730
QML110306	Sterownik dłoni, Allround Joystick	5400
QML110307	Sterownik dłoni, Allround Joystick Light Dostępny tylko ze standardową Gałką joysticka lub Gałką Joysticka, Allround, piłka Ø 48 mm	7165
QML110308	Sterownik dłoni, Allround Joystick Wzmocniony	8710
QML110309	Sterownik dłoni, Allround Joystick, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net	6060
QML110310	Sterownik dłoni, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net	8050
QML110311	Sterownik dłoni, Allround Joystick Wzmocniony, R-Net Bus Enabled Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net	9370

Sterowniki proporcjonalne, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology)

Moduł OMNI2 nie jest wymagany, Obowiązek posiadania modułu Master R-Net

QML110044	Sterownik dłoni, Switch-It MicroGuide	12460
QML110045	Sterownik dłoni, Switch-It MicroPilot	12015
QML110047	Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide	9040
QML110048	Sterownik dłoni, Switch-It VersaGuide EZ Niedostępne z QML090512 Gałka joysticka, drążek, 80 x 15 mm, QML090511 Gałka joysticka, grzybek, Ø 45 mm, QML090506 Gałka Joysticka, w kształcie litery T, szerokość 82 mm	9370
QML110049	Sterownik dłoni, Allround Joystick	9260
QML110059	Sterownik dłoni, Allround Joystick Light Dostępny tylko ze standardową Gałką joysticka lub Gałką Joysticka, Allround, piłka Ø 48 mm	10915
QML110060	Sterownik dłoni, Allround Joystick Wzmocniony	12350

Sterowniki specjalne

Platformy mocowania sterowania za pomocą dłoni PLN

QML110342	Mocowanie sterownika dłoni, Link-It do dysku, stoliczek pod dłoń Tylko dla Joysticków serii Micro	1155
Mocowanie sterownika dłoni 		
QML110350	Mocowanie sterownika dłoni, Link-It do podłokietnika, stałe	169
QML110353	Mocowanie sterownika dłoni, Link-It do podłokietnika, odchylane	395
Miejsce mocowanie sterownika dłoni		
QML110362	Miejsce mocowania sterownika dłoni, po prawej	–
QML110361	Miejsce mocowania sterownika dłoni, po lewej	–

Sterowanie za pomocą głów (Przyciski należy wyrac w Sekcji H. Należy wybrać mocowanie Whitmyer) PLN

Sterowniki proporcjonalne		
QML110370	Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads	10250
QML110371	Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Spot Pads	10475
Sterowniki proporcjonalne, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology)		
Moduł OMNI2 zawiera Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczerwienią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem		
QML110061	Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads	14885
QML110062	Sterownik głowy, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Spot Pads	15325

Sterowanie za pomocą podbródka PLN

Sterowniki proporcjonalne		
QML110470	Sterownik podbródka, Switch-It MicroGuide	8710
QML110471	Sterownik podbródka, Switch-It MicroPilot	8270
QML110472	Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide	5400
QML110473	Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide EZ	5730
QML110474	Sterownik podbródka, Allround Joystick	5400
QML110475	Sterownik podbródka, Allround Joystick Light	7165
QML110476	Sterownik podbródka, Allround Joystick, R-Net Bus Enabled	6060
QML110477	Chin Control, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled Tylko dla Joysticków serii Micro	8050
Sterowniki proporcjonalne, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology)		
Moduł OMNI2 zawiera Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczerwienią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem		
QML110070	Sterownik podbródka, Switch-It MicroGuide	12460
QML110071	Sterownik podbródka, Switch-It MicroPilot	12015
QML110072	Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide	9040
QML110073	Sterownik podbródka, Switch-It VersaGuide EZ	9370
QML110074	Sterownik podbródka, Allround Joystick	9260
QML110075	Sterownik podbródka, Allround Joystick Light	10915

Mocowanie sterowania za pomocą podbródka

QML110480	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do uprząży zakładanej na szyję, mała Jeśli potrzebne są przyciski programowalne montowane do uprząży na szyję, można wybrać tylko Joystick Allround	2965
QML110481	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do uprząży zakładanej na szyję, duża Jeśli potrzebne są przyciski programowalne montowane do uprząży na szyję, można wybrać tylko Joystick Allround	3075
QML110483	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do manualnie odchylanego mocowania do oparcia, po prawej	10915
QML110484	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do manualnie odchylanego mocowania do oparcia, po lewej	10915
QML110485	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do elektrycznie odchylanego mocowania do oparcia, po prawej	17530
QML110486	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do elektrycznie odchylanego mocowania do oparcia, po lewej	17530
QML110487	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do zagłówka, odchylane, po lewej	3085
QML110488	Mocowanie sterownika podbródka, Link-It do zagłówka, odchylane, po prawej	3085

Zestaw do przedłużenia Link-It

QML110590	Zestaw do przedłużenia Link-It, moduł, rurka przedłużająca 100 mm, 5 klipsów do mocowania kabli	540
QML110591	Zestaw do przedłużenia Link-It, moduł, rurka przedłużająca 150 mm, 5 klipsów do mocowania kabli	540

Sterowniki specjalne

H – Przyciski programowalne Wybierz #1 Przycisk i mocowanie. Dla Przycisku #2 przejdź do #2 Wybór przycisków programowalnych. Pojedyncza funkcja dla sterowników specjalnych  **PLN**

#1 Wybór przycisków programowalnych

QML110611	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Czarny	1155
QML110612	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Czerwony	1155
QML110613	#1 Single Switch, Ø 64 mm, Zielony	1155
QML110523	#1 Egg Switch – Czarny	1420
QML110524	#1 MicroLite Switch – Czarny	880
QML110651	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Czarny	1200
QML110654	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Niebieski	1200
QML110653	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Zielony	1200
QML110652	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Czerwony	1200
QML110655	#1 Single Switch, Ø 30 mm, Żółty	1200
QML110534	#1 Twister Switch – Czarny	1420
QML110535	#1 Twister Switch – Zielony	1490
QML110536	#1 Twister Switch – Czerwony	1490

#1 Mocowanie przycisków programowalnych

QML110560	#1 Switch Mounting, Link-It do Sterownik dłoni Niedostępne z HD Allround Joystick lub montażu na dysku (stoliku)	1860
QML110566	#1 Switch Mounting, Link-It do podłokietnika (po drugiej stronie w stosunku do sterownika dłoni) Montaż do szyny podłokietnika	1310
QML110561	#1 Switch Mounting, Link-It do zagłówka	1930
QML110563	#1 Switch Mounting, Link-It do szyny siedziska Obsługiwany kolanem, jeśli wybrano dwa przełączniki, jeden zamontowany po prawej stronie, a drugi po lewej stronie	830
QML110565	#1 Switch Mounting, Link-It do odchylanego mocowania do oparcia (dla sterowników podbródka) Nie jest wymagane określenie strony montażu przycisku Lewa / Prawa	2310
QML110569	#1 Bez mocowania przycisku programowalnego Przyciski będą dołączone luzem	0

#1 Miejsce mocowanie przycisków programowalnych

QML110572	#1 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po prawej	–
QML110571	#1 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po lewej	–

#1 Przyciski satelitarne (Satellite Switches)

Tylko dla Joysticka Allround, maksymalnie 2

QML110537	#1 Satellite Switch – Czarny	830
QML110538	#1 Satellite Switch – Zielony	830
QML110539	#1 Satellite Switch – Czerwony	830

#2 Wybór przycisków programowalnych

QML110631	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Czarny	1155
QML110632	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Czerwony	1155
QML110633	#2 Single Switch, Ø 64 mm, Zielony	1155
QML110088	#2 Egg Switch – Czarny	1420
QML110089	#2 MicroLite Switch – Czarny	880
QML110671	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Czarny	1200
QML110674	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Niebieski	1200
QML110673	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Zielony	1200
QML110672	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Czerwony	1200
QML110675	#2 Single Switch, Ø 30 mm, Żółty	1200
QML110095	#2 Twister Switch – Czarny	1420
QML110096	#2 Twister Switch – Zielony	1490
QML110097	#1 Twister Switch – Czerwony	1490

#2 Switch Mounting		
QML110098	#2 Switch Mounting, Link-It do Sterownik dłoni Niedostępne z HD Allround Joystick lub montażu na dysku (stoliku)	1860
QML110099	#2 Switch Mounting, Link-It do podłokietnika (po drugiej stronie w stosunku do sterownika dłoni) Montaż do szyny podłokietnika	1310
QML110100	#2 Switch Mounting, Link-It do zagłówka	1930
QML110104	#2 Switch Mounting, Link-It do szyny siedziska Obsługiwany kolaniem, jeśli wybrano dwa przełączniki, jeden zamontowany po prawej stronie, a drugi po lewej stronie	830
QML110105	#2 Switch Mounting, Link-It do odchylanego mocowania do oparcia (dla sterowników podbródka) Nie jest wymagane określenie strony montażu przycisku Lewa / Prawa	2310
QML110106	#2 Bez mocowania przycisku programowalnego Przyciski będą dołączone luzem	0
#2 Mocowanie przycisków programowalnych		
QML110108	#2 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po prawej	–
QML110107	#2 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po lewej	–
#2 Przyciski satelitarne (Satellite Switches)		
Tylko dla Joysticka Allround, maksymalnie 2		
QML110111	#1 Satellite Switch – Czarny	830
QML110112	#1 Satellite Switch – Zielony	830
QML110113	#1 Satellite Switch – Czerwony	830
Przyciski multi-funkcyjne		
Dołączone luzem, Nie ma możliwości mocowania Link-It		
QML110550	Mini 2 Button (Wtyczka Stereo) Wybór przycisku patrz sekcja H	1710
QML110551	Mini 2 Button (Podwójna wtyczka Mono) Wybór przycisku patrz sekcja H	1710
QML110552	Mini 4 Button InLine (Złącze DB9) Wybór przycisku patrz sekcja H	3035
QML110554	4-Way Toggle Switched Joystick	1975
Akcesoria		
QML110580	Przedłużenie kabla Mono (3.5 mm gniazdko Jack) (2 m)	59
QML110581	Przedłużenie kabla Stereo (3.5 mm gniazdko Jack) (2 m)	69
QML110582	Przedłużenie kabla DB9 (1 m)	375
QML110583	Kabel Y, 2 gniazdko Mono do 1 wtyczki Stereo	89

Sterowanie za pomocą ustnika Sip 'N Puff Wybór przycisku patrz sekcja H		PLN
QML110510	Sterowanie ustnikiem - Sip 'N Puff z elementami systemu mocowania Link-It, odchylane, mocowane do zagłówka Należy wybrać zagłówek	21940
Sip 'N Puff, cena zawiera moduł OMNI2 oraz system kontroli trakcji (GYRO Technology)		
Moduł OMNI2 zawiera Zdalny pełny wyświetlacz VGA z podczerwienią, oddzielnym wejściem z Bluetooth, ładowarką USB i głośnikiem		
QML110076	Sterowanie ustnikiem - Sip 'N Puff z elementami systemu mocowania Link-It, odchylane, mocowane do zagłówka Należy wybrać zagłówek	23040

Urządzenia bezpieczeństwa		PLN
QML090147	Zdalny przycisk Stop (zasięg do 30 m, sterowanie za pomocą portu OBC) Niedostępne z VR2	3525,-

Koła napędowe, Koła samonastawne, Błotniki

◀ POWRÓT



// QML070069



// QML080213



// QML080210/11



// QML070034



// QML070084



// QML080059

Kolory osłon Q300 M (dla osłon niestandardowych Q300 M — patrz B4 Me poniżej)

◀ POWRÓT



// QML100576



// QML100578



// QML100579



// QML100577

Shroud Colours Q300 R

◀ POWRÓT



// QML100577

// QML100576

// QML100578

// QML100585

// QML100586

Element do pokonywania krawężników Q300 R

◀ POWRÓT



// QML090038

Oświetlenie LED, Ładowarki

◀ POWRÓT



// QML110201



// QML110201



// QML160102



// QML160103 & QML160104



// QML160100 & QML160101



// QML110202

Poduszki oparcia & Typ ramy oparcia

◀ POWRÓT



// QML030150



// QML030098

SEDEO LITE, Poduszki oparcia

◀ POWRÓT



// QML030130



// QML030131



// QML030133

SEDEO PRO, Poduszki oparcia

◀ POWRÓT



// QML030116



// QML030117

Poduszki zagłówka, Uchwyty zagłówka

◀ POWRÓT



// QML030430 & QML030431



// QML030432



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QML030433



// WHT030408



// WHT030409

SEDEO, Poduszki siedziska oraz standardowe

◀ POWRÓT



// QML020098



// QML020073



// QML020075

JOparcia AY J3

◀ POWRÓT



Szerokość siedziska w mm	Środkowy, głęboki kontur / JAY030042	Głęboki kontur / Bardzo głęboki JAY030021
	Maksymalna szerokość klatki piersiowej w mm	
410	330	330
460	380	380
510	430	430

Zestawy do wyrównywania kręgosłupa do oparc JAY J3

◀ POWRÓT



// JAY090032-JAY090034



// JAY090035



// JAY090036

Poduszki JAY

◀ POWRÓT



// JAY020006



// JAY020011

Podłokietniki, Poduszki podłokietników

◀ POWRÓT



// QML040039



// QML040123



// QML0400022



// QML040019



// QML040204

Odchylane podnóżki SEDEO PRO, Opcje podnóżków

◀ POWRÓT



// QML050015



// QML050016



// QML050082

Joysticki – R-Net, Mocowanie joysticków

◀ POWRÓT



// QML110017



// QML110013



// QML110018



// QML110056

Joysticki – VR2

◀ POWRÓT



// QML110036



// QML110037

Gałki joysticka

◀ POWRÓT



// QML090505



// QML090045



// QML090507



// QML090508



// QML090509



// QML090512



// QML090511



// QML090506

Programatory – VR2 & R-Net

◀ POWRÓT



// QML090176

Programatory – R-Net

◀ POWRÓT



// QML090066

Moduły zasilania – R-Net / Sterowanie dla osoby towarzyszącej

◀ POWRÓT



// QML110004



// QML110021

Moduły przełączników #1 Ctrl+5, Moduły wyjściowe OMNI2 – R-Net

◀ POWRÓT



// QML110175



// QML110176



// QML110116

Sterowniki specjalne: obsługiwane ręką

◀ POWRÓT



// QML110301



// QML110302



// QML110304 & QML110305



// QML110306 & QML110309



// QML110307 // QML110310



// QML110308 & QML110311

Sterowniki specjalne: obsługiwane głową

◀ POWRÓT

// QML110342 & QML110353 &
QML110362

// QML110370 & QML110371

Sterowniki specjalne: obsługiwane podbródkiem

◀ POWRÓT



// QML110470



// QML110471



// QML110472 & QML110473



// QML110474 & QML110476



// QML110475 & QML110477

Przyciski programowalne

◀ POWRÓT



// QML110611-13&QML110631-33



// QML110523 & QML110088



// QML110524 & QML110089



// QML110651-55&QML11671-75



// QML110534-36&QML110095-97



// QML110560 & QML110098



// QML110566 & QML110099



// QML110561 & QML110100



// QML110563 & QML110104



// QML110565 & QML110105



// QML110537-39&QML110111-13



// QEP110550 & QML110551



// QML110552



// QML110554

Urządzenie bezpieczeństwa

◀ POWRÓT



// QEP090147

Indywidualne kolory obudowy B4M

◀ POWRÓT



// QML140008
 // QML140009
 // QML140010
 // QML140011



// QML140012
 // QML140013
 // QML140014
 // QML140015



// QML140016
 // QML140017

Mocowanie sterowników podbródka

◀ POWRÓT



// QML110480 // QML110481
 // QML110470 // QML110471



// QML110483 // QML110484



// QML110483 // QML110484



// QML110485 // QML110486



// QML110485 // QML110474



// QML110487 // QML110471
 // QML110526 // QML110529
 // QML110561 // QML110572
 // QML110571



// QML110487 // QML110474

Sterowniki wmontowane w stólik

◀ POWRÓT



// QML110143

UWAGI do zamówień specjalnych



Q300 M Mini / R

€

Cena podstawy	18.100,00
Cena wybranych opcji	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Cena całkowita	

Data

Podpis

Dzień Miesiąc Rok



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl